

耳用硬性鏡基本セット

No	製品番号	製品名	規格	適応部位
1	C0010	硬性鏡φ2.7×105mm	0°	
2	C1001	シース【ワーキングチャンネル付】φ2.0×WL110mm		
3	A2201	生検鉗子	5.5Fr×260mm	
4	A2203	把持鉗子【鋸歯状】	5.5Fr×260mm	

耳

●

関節

●

腹腔

●

鼻

●

膀胱


●

胸腔

●

エキゾチック

●



鼻・膀胱用硬性鏡基本セット

No	製品番号	製品名	規格	適応部位
1	B0212	硬性鏡φ2.7×175mm	30°	
2	A1202	シース【オブジュレーター付属】	13.5Fr	
3	A1203	マニピュレーター		
4	T1001	アダプタ	2 個セット	
5	A2145	シーリングキャップ	10 個セット	
6	A2201	生検鉗子	5.5Fr×260mm	
7	A2203	把持鉗子【鋸歯状】	5.5Fr×260mm	

耳

●

関節

●

腹腔

●

鼻

●

膀胱

●

胸腔

●

エキゾチック

●



動物用内視鏡専用処置具

商品を絞り込み、低コストを追求した商品群です。

	〈動物用生検鉗子〉 WF-BT	WF-1825BT WF-2423BT	適応チャンネル 2.0mm 有効長 φ1.8×2500(mm) 適応チャンネル 2.8mm 有効長 φ2.4×2300(mm)	長径	孔付 針なし 開き幅 6mm±0.5mm	先端片側長さ 3mm±0.5mm 先端片側長さ 3.3mm±0.5mm	長径カップに加え孔を 付けたカップにより、 より多くの組織採取に 適しています。
	〈針付生検鉗子〉 WF-BW	WF-2423BW	適応チャンネル 2.8mm 有効長 φ2.4×2300(mm)	標準型	孔付 針付 開き幅 7mm±0.5mm	先端片側長さ 3.3mm±0.5mm	カップ中央の孔に加え カップ内に針を設けた事により、 粘膜上のスリップを防ぎ、 多くの組織採取に適しています。
	〈把持鉗子〉 WF-GJ	WF-1825GJ WF-2423GJ	適応チャンネル 2.0mm 有効長 φ1.8×2500(mm) 適応チャンネル 2.8mm 有効長 φ2.4×2300(mm)	V字型	開き幅 5.5mm±0.5mm 開き幅 7.5mm±0.5mm	先端片側長さ 4mm±0.5mm 先端片側長さ 6mm±0.5mm	やわらかい異物を 爪に食い込ませて 把持するのに適しています。
	〈鰐口把持鉗子〉 WF-GK	WF-1825GK WF-2423GK	適応チャンネル 2.0mm 有効長 φ1.8×2500(mm) 適応チャンネル 2.8mm 有効長 φ2.4×2300(mm)	V字鰐口型	開き幅 9mm±0.5mm 開き幅 15.5mm±0.5mm	先端片側長さ 6mm±0.5mm 先端片側長さ 10.9mm±0.5mm	開き幅が大きくV字鰐口型の為、 厚手の布製品や 大きさのある布製品の 把持がし易い鉗子です。
	〈三爪鉗子〉 WF-GM3G	WF-1825GM3G WF-2423GM3G	適応チャンネル 2.0mm 有効長 φ1.8×2500(mm) 適応チャンネル 2.8mm 有効長 φ2.4×2300(mm)	三脚型	開き幅 20mm±4mm 開き幅 35mm±7mm	—	ポリペクミー後の ポリープを、組織を痛めずに 回収するのに適しています。
	〈バスケット鉗子〉 WF-GL4	WF-1819GL420 WF-2423GL430	適応チャンネル 2.0mm 有効長 φ1.8×1900(mm) 適応チャンネル 2.8mm 有効長 φ2.4×2300(mm)	三脚型	かごの幅 20mm かごの幅 30mm	—	丸く滑りやすい異物を 回収するのに適しています。 種々小さい食塊等の回収に用います。

※内視鏡システムは動物用医療機器の為、人体には使用できません。※鉗子等は動物用に作られたもので人体には使用できません。※更なる製品改良の為、予告なくカタログと仕様変更させて頂きます。

※製造国・輸入元の急激な為替変動や海外事情により、価格等変動する場合があります。また、製造中止になる場合もあります。

代理店

〈販売元〉

株式会社

ミカサ関東商会

埼玉県川口市東川口6丁目20番12号

TEL：048-294-2210 FAX：048-294-232
URL：https://ec-mikasa.com
E-mail：mail@mikasa-ks.com